



Russdifferenzierung: Holzverbrennungs- und Verkehrsanteil

Probenahme

- Probenahme mit einem Leckel Minivolumensamplifier mit integrierter Temperaturmessung
- Freie Probenahmedauer zwischen 1 und 4 Wochen
- Probenahme auf 47 mm Quarzfilter

Analyse

- EC/OC Analyse mittels TOT Methode unter Verwendung des EUSAAR-2 Protokolls
- Kaliumanalyse nach SN EN ISO 14911
- EC/K Modell für die Russ Differenzierung

Minimale Infrastruktur, günstige Analytik, ideal für die...

- ... Grundlagenerhebung zur EC Belastung durch Holzfeuerungen
- ... Trendverfolgung der verkehrsbedingten EC Immissionen (Erfolgskontrolle der Euro VI Norm)
- ... Detektion von schlecht betriebenen Holzfeuerungen

**Kontaktieren Sie
uns:**

info@particle-vision.ch
+41 79 550 34 87,
Thomas Zünd